

# IKA

designed for scientists



C-MAG HS 7 control

주문 번호 0020002694  
**1,440,000 KRW**



USB를 통해 펌웨어업데이트 가능

#### 기술 자료

/// C-Mag HS 7 control, 주문 번호 0020002694

최대 교반 용량	20 l	최대 교반자 길이	80 - 30 mm
모터 출력	9 W	조정 가능 안전 회로	650 - 100 °C
속도 범위	0 / 50 - 1,500 rpm	설정판 소재	세라믹
열 출력	1,000 W	설정판 치수	180 x 180 mm
가열 온도 최소 / 최대	RT - 500 °C	크기 (W x D x H)	220 x 354 x 88 mm
가열 온도 조절	회전 노브	무게	4 kg

#### 이카코리아 유한회사

서울 송파구 중민로 10, 가든파이브 플라자 8층 S17-2호  
전화 02-2136-6800, 팩스 02-2136-6810  
이메일 info@ika.kr, 홈페이지: www.ika.com



IKAworlwide /// #lookattheblue

당사는 당사의 제품 가격 및 기술 사양을 변경할 권리를 갖습니다.  
본 금액은 2017년 12월 31일까지 유효합니다. 유효합니다. 모든 가격은 부가세 별도 금액입니다.

KOR



## HIGHLY RESISTANT

저희는 1910년부터 열정을 다해 화학자들이  
더 나은 세상을 만들어갈 수 있도록 지원하고 있습니다.  
A부터 Z까지.

IKA C-MAG HS7 CONTROL

201706\_C-MAGcontrolHS7\_KOR\_IWC\_KRW

# C-MAG HS 7 control

## /// 새로운 자석 교반기

자석 교반기 C-MAG HS 7 control은 세라믹 상판이 장착되어 있습니다. 20 l(H<sub>2</sub>O) 까지 교반이 가능하며 50 - 1.500 rpm의 속도 범위를 자랑합니다.

저희 제품의 품질은 최초로 실시하는 평생보증 서비스를 통해 반영됩니다. 신뢰할 수 있는 가열 자석 교반기를 통해 사용자들은 실험과 작업에 더욱 열중 할 수 있습니다.

IKA는 강화 유리로 내화학성과 사용자 안전에만 집중한 것이 아니라, 새로운 자석 교반기에 유리 소재의 사용자 인터페이스를 통해 시각적인 변화도 불러일으켰습니다.

평생 보증(Lifetime Warranty) 서비스를 제공하는 자석교반기:

